


NICHTS IST EINFACHER.

MAS-100 NT® 6022: Der zertifizierte
Luftkeimsammler für Hygieneinspektionen.





DIE 100% LÖSUNG

ERST KENNENLERNEN,
DANN KAUFEN.


Denn wir möchten, dass Sie zu 100%
überzeugt sind. Jetzt Live Demo bu-
chen unter **welcome@mbv.ch** oder
+41 44 928 30 80



GESUNDES RAUMKLIMA. DANK GUTER LUFT.

Der MAS-100 NT® 6022 ist der zertifizierte Luftkeimsammler für Hygieneinspektionen. Mit ihm und dem MAS-100 Eco® werden Keime in der Aussen- und Zuluft gemessen. Damit wird die Luftqualität in Arbeits- und Wohnräumen ermittelt. Und dies exakt nach den aktuellsten Richtlinien in Bezug auf Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen (SWKI VA104-01/ VDI 6022). Das ist wichtig, denn verunreinigte Luft gefährdet die Gesundheit – und senkt die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

MAS-100 NT 6022 und MAS-100 Eco sind ergonomisch, effizient und äusserst präzise. Passendes Zubehör ermöglicht höchste Messsicherheit und beschleunigt den Messprozess. Denn Nichts ist einfacher: MAS-100 Hygieneinspektionsset.





MAS-100 NT 6022

+ IHRE VORTEILE

- Zertifiziert für Luftmessungen gemäss VDI 6022
- Drehbarer Kopf für Boden- und seitliche Lüftungsauslässe
- Programmierbare Startverzögerung ermöglicht Messung auf hohem Stativ
- Äusserst robustes, strapazierfähiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Glatte und einfach zu reinigende Oberflächen
- Kompatibel mit jeglichem Zubehör für Hygieneinspektionen



SO ODER SO DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG.

MAS-100 ECO

+ IHRE VORTEILE

- Programmierbare Startverzögerung ermöglicht Messung auf hohem Stativ
- Äusserst robustes, strapazierfähiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Glatte und einfach zu reinigende Oberflächen
- Kompatibel mit jeglichem Zubehör für Hygieneinspektionen

DAS IDEALE ZUBEHÖR: WEIL JEDES DETAIL ZÄHLT.

STATIV

Das Stativ ermöglicht es, die MAS-100 Luftkeimsammler «im Handumdrehen» zum Luftauslass zu befördern. Zudem ist es kompakt und leicht.

QUICK CHANGE ADAPTER

Mit dem Quick Change Adapter kann der MAS-100 Luftkeimsammler ganz einfach am Stativ befestigt werden: Adapterplatte am Boden des Luftkeimsammlers befestigen und anschliessend in den Adapter am Stativ einklicken. So sind eine stabile Befestigung und ein effizienter Messablauf garantiert.

SCHLAUCHADAPTER

Der Schlauchadapter aus eloxiertem Aluminium passt auf alle MAS-100 Lochdeckel und erlaubt die Luftkeimsammlung an schwierig zugänglichen Probenahmestellen wie Bodenauflüssen und Luftkanälen.

KENNENLERNEN

Gerne zeigen wir Ihnen unser Hygieneinspektionset vor Ort, schulen Sie in der richtigen Anwendung und geben praktische Tipps.

WWW.MBV.CH/HYGIENEINSPEKTION



LUFTRICHTER

Der Lufttrichter unterstützt Sie dabei, induktionsfreie Zuluftmessungen mit MAS-100 Geräten durchzuführen. Das zweiteilige System ist in einem Durchmesser von 20 oder 40cm erhältlich und lässt sich ganz einfach auf Ihren Luftkeimsammler setzen.

HYGIENEINSPEKTIONSKOFFER

Der Hygieneinspektionskoffer lässt sich auf Rollen mühelos von Messpunkt zu Messpunkt bewegen. Er schützt das Gerät vor Beschädigung und Verschmutzung. Zugleich bietet er Platz für sämtliches Zubehör.

KAUFEN

Investieren Sie in einen MAS-100 NT 6022 und damit in ein äusserst robustes, langlebiges Gerät, das allen geltenden Richtlinien entspricht.

GERNE BERATE ICH SIE PERSÖNLICH.

Corina Keller
Product Manager
corina.keller@mbv.ch
T +41 44 928 30 56



KONTAKTIEREN SIE
UNS. GERNE STELLEN
WIR IHNEN UNSERE
LUFTKEIMSAMPLER VOR.

Corina Keller
Product Manager
corina.keller@mbv.ch
T +41 44 928 30 56



Dr. Roland Durner
Head of Sales & Marketing
roland.durner@mbv.ch
T +41 44 928 30 82

LUFT. SONST NICHTS.

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt die MBV AG hochwertige Luftkeimsammler zur Bestimmung der mikrobiellen Verunreinigung von Luft. Die Kontrollinstrumente werden dort eingesetzt, wo Mikroorganismen die Luftqualität im Raum negativ beeinflussen – und damit Menschen oder Produkten schaden. Neben raumlufttechnischen Anlagen zum Beispiel auch in der Pharma-, Kosmetik- oder Lebensmittelindustrie. Fleiss und Neugier haben uns weit gebracht. Zumindest an die Spitze der Welt. Erfahren Sie mehr auf www.mbv.ch.



WELTWEITER
MARKTFÜHRER

MBV AG, Industriestrasse 9, CH-8712 Stäfa
T +41 44 928 30 80, welcome@mbv.ch
www.mbv.ch